

# Die Bestellung faxen Sie bitte an die +49-(0) 7531-2849-112

|            |       |                               |       |
|------------|-------|-------------------------------|-------|
| Firma:     | _____ | Kunden-Nr. (falls vorhanden): | _____ |
| Vorname:   | _____ | Email:                        | _____ |
| Nachname:  | _____ | Telefon:                      | _____ |
| Straße:    | _____ |                               |       |
| PLZ / Ort: | _____ |                               |       |
| Land:      | _____ |                               |       |

Zahlungsmöglichkeiten: ☐ Vorkasse

| Bild | Artikel | Summe |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



TENA Fix Cotton Special - Gr. S/M - Netzhöschen zur  
Fixierung von Inkontinenz-Vorlagen und Einlagen Karton /  
34 Stück  
Artikel-Nr.: TE-756701-KA

338,95 €

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Gesamtsumme:</b>        | <b>338,95 €</b> |
| Gesamtsumme ohne<br>MwSt.: | 284,83 €        |
| zzgl. 19 % MwSt.:          | 54,12 €         |

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift