

# Die Bestellung faxen Sie bitte an die +49-(0) 7531-2849-112

Firma:	_____	Kunden-Nr. (falls vorhanden):	_____
Vorname:	_____	Email:	_____
Nachname:	_____	Telefon:	_____
Straße:	_____		
PLZ / Ort:	_____		
Land:	_____		

Zahlungsmöglichkeiten:  Vorkasse

Bild	Artikel	Summe
	Quifora Katheterventil mit Q-Flow Schwenkhahn, steril - Katheterventil für Urinbeutel - Dauerkatheter Karton / 30 Stück Artikel-Nr.: QU-21104201-KA	259,95 €

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>259,95 €</b>
Gesamtsumme ohne MwSt.:	218,45 €
zzgl. 19 % MwSt.:	41,50 €

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift