

# Die Bestellung faxen Sie bitte an die +49-(0) 7531-2849-112

Firma:	_____	Kunden-Nr. (falls vorhanden):	_____
Vorname:	_____	Email:	_____
Nachname:	_____	Telefon:	_____
Straße:	_____		
PLZ / Ort:	_____		
Land:	_____		

Zahlungsmöglichkeiten:  Vorkasse

Bild	Artikel	Summe
	Teleflex Katheterstopfen, aus blauem PP, CH 7 - 30 (unsteril) - Katheterverschlüsse, Katheterstopfen Karton / 100 Stück Artikel-Nr.: TF-548000-000000-KA	76,95 €
		<b>Gesamtsumme: 76,95 €</b>
		Gesamtsumme ohne MwSt.: 64,66 €
		zzgl. 19 % MwSt.: 12,29 €

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift